

Calendario delle azioni periodiche nello studio dentistico

Nello studio dentistico ci sono alcune attività da svolgere regolarmente per poter rispettare le leggi vigenti, per salvaguardare la salute dei pazienti e degli operatori e in contempo mantenere intatte le caratteristiche delle macchine nel tempo.

Servizi	Dopo ogni paziente	A fine giornata	Fine settimana	Fine mese	Annuale
 Riunito	Sostituire il monouso Disinfettare le superfici Aspirare acqua fredda dalle cannule Sostituire manipoli	Aspirare acqua calda + pulijet dalle cannule Pulizia filtri aspirazione Mettere disinfettante nello scarico della bacinella Flussare acqua da ogni manipolo per 20/30 Secondi Alzare la poltrona Controllo funzionamento ed eventuale promemoria per il tecnico riparatore	Pulizia e lubrificazione accurata dei terminali cannula Pulizia accurata della lampada Lubrificazione guarnizioni Flussare acqua da ogni manipolo per 20/30 secondi (da farsi il lunedì mattina se chiusi nel fine settimana)	Ciclo di disinfezione automatica o semi automatica per circuito idrico su riuniti con predisposizione Pulizia accurata della tappezzeria con prodotti idonei Pulizia accurata di tutto il riunito	Controllo verifica elettromedicale Controllo verifiche di terra
 Cad / Cam		Pulizia della camera di molaggio Pulizia dei mandrini Controllo funzionamento ed eventuale promemoria per tecnico riparatore	Pulizia del serbatoio dell'acqua e dei filtri	Calibrazione motori Pulizia del circuito aspiratore Sostituzione o pulizia del filtro dell'aspirazione	

 Radiologia		Pulizia e disinfezione delle superfici Controllo funzionamento ed eventuale promemoria per il tecnico riparatore	Controllo movimenti e lubrificazione, se necessaria		Controllo verifica elettromedicale
 Sala macchine		Pulizia del filtro di aspirazione della pompa Inserimento nel filtro pastiglia antischiumogena Controllo presenza di allarmi accesi o codice di errori Controllo funzionamento ed eventuale promemoria per il tecnico riparatore		Pulizia generale con corrente non inserita Lubrificazione guarnizioni, filtri, ecc. Controllo e sostituzione del filtro, se necessario Controllo visivo delle perdite	
 Sterilizzazione		Vacuum test e vari test ogni ciclo secondo protocollo interno attuato dallo studio Usare acqua di ottima qualità Controllo funzionamento ed eventuale promemoria per il tecnico riparatore	Pulizia oblò e guarnizione porta Pulizia della camera Lavaggio tray e porta tray	Test helix, test spore, bowie dick test secondo protocollo interno adottato dallo studio Controllo del filtro batteriologico (sostituire ogni 6 mesi o 300/500 cicli) Controllo della guarnizione della porta	Revisione/ manutenzione con compilazione del registro macchina Convalida dei cicli da parte del laboratorio ASSITEC
 Strumentario rotante	Sostituire nuovi strumenti sterili con altri sterili Lubrificazione e sterilizzazione secondo le procedure		Controllo manipoli rumorosi o o non correttamente funzionanti per consegna ad ASSITEC		