

ESEMPIO DI ISTRUZIONI PER UNA **SPEDIZIONE SICURA**



Sterilizzare e imbustare, usare una **scatola adeguata** per **proteggere il contenuto** con: carta, pluriball, polistirolo ecc..



Inserire nella scatola i **documenti compilati**

01

data

02

causale "Conto
riparazione"

03

descrizione articolo
+ matricola (obbligatoria)

04

quantità

05

difetto riscontrato
(obbligatorio)

Il cliente è unico responsabile del confezionamento e dell'imballaggio delle spedizioni affidate a Assitec Service Italia ed è comunque responsabile degli **eventuali danni derivanti da difetto di confezionamento**.



Per qualsiasi informazione contattare il numero del laboratorio Verona manipoli: **045 9203938 int.2**
Oppure scrivere a: **service.vr@assitec-italia.it**